



Kühlpad

ZUTATEN

320 ml kaltes Wasser

110 g Salz

50 g Speisestärke (z.B. Maizena)

Lebensmittelfarbe

2 (oder mehrere kleinere) vakuumfähige

Gefrierbeutel



© Wieser

ZUBEREITUNG

Wasser, Salz und Stärke in einem Topf geben und erhitzen - bis eine gelartige Konsistenz entsteht. Mische anschließend die Lebensmittelfarbe unter. Lass das Gel abkühlen und fülle es in Beutel. Verschweiße die Beutel am besten mit einem Vakuumgerät.

Anwendung

Zum Kühlen von Verletzungen mit einem dünnen Handtuch umwickeln, um Hautreizungen zu vermeiden.

Wiederverwendbar - nach Gebrauch einfach wieder in den Gefrierschrank legen.

Dieses umweltfreundliche und günstige Kühlpad wurde von unseren Schüler:innen (in großen Mengen) hergestellt und erprobt!

Viel Spaß beim Nachmachen!